

仕様書

1 業務名

安全キャビネットフィルタ交換業務

2 業務場所

札幌市白石区菊水9条1丁目5-22

札幌市衛生研究所 結核検査室、安全検査室及びHIV検査室

3 業務対象

検査室名	メーカー	安全キャビネット型式	製造番号	フィルタ用途	数量
結核検査室	サンヨー	MHE-130AB3	010125	排気用	1
結核検査室	サンヨー	MHE-130AB3	010125	循環用	1
安全検査室	日立	SCV-1303EC II C	G201676001	排気用	2
安全検査室	日立	SCV-1303EC II C	G201676001	循環用	2
安全検査室	日立	SCV-1304EC II B	G753386001	排気用	1
安全検査室	日立	SCV-1304EC II B	G753386001	循環用	2
HIV検査室	日立	SCV-1304EC II B	G776773001	排気用	1
HIV検査室	日立	SCV-1304EC II B	G776773001	循環用	2

4 業務内容

(1) ホルマリン滅菌作業

安全キャビネットでは病原微生物を扱っているため、ホルマリン燻蒸による適切な滅菌処理を実施すること。

(2) HEPA フィルタ交換業務

「3業務対象」について、HEPA フィルタを交換すること。また、使用済み HEPA フィルタは密封梱包し、指定の場所に置くこと。廃棄処分については衛生研究所が行うこととする。

(3) 安全キャビネットの性能確認

HEPA フィルタ交換後に、HEPA フィルタ透過率試験、風速風量試験、気流方向検査、諸スイッチの動作確認及び絶縁性能試験を含む安全キャビネットの性能確認を実施すること。

5 契約履行期間

契約履行期間は契約締結の日から令和5年3月24日までとする。

6 業務完了届

(1) 受託者は業務完了後、速やかに完了届を委託者に提出すること。

(2) 完了届には、性能確認に関する報告書を添付すること。

7 留意事項

- (1) 既存の HEPA フィルタについては、病原微生物の汚染が予想されることから、十分注意を払って作業すること。
- (2) 業務の実施時期及び実施方法等について、事前に委託者と打ち合わせること。
- (3) 受託者は、この業務を遂行するにあたり細部に疑義のある場合は、本市の指示を求め、滞りなく業務を進めること。
- (4) 受託者は機器の不具合を発見した場合、ただちに委託者に報告すること。
- (5) 業務の遂行に当たって受託者の不注意により生じた故障、破損及び事故等は受託者の責任において処理すること。
- (6) 受託者は、業務実施に必要な電気、水等を委託者の承認を得て無償にて使用できるものとする。
- (7) 受託者は、業務の遂行においては、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、業務上適用される環境関係法令等を遵守することなどに積極的に取り組み、環境負荷の低減に努めること。
- (8) 受託者は、原則役務の全部若しくは一部を第三者に委託してはならない。ただし、役務の一部であって、役務の性質上特に委託者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。受託者は、役務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ委託者の承諾を得るものとする。

8 連絡先

札幌市保健福祉局衛生研究所保健科学課微生物係（担当 尾島）

札幌市白石区菊水 9 条 1 丁目 5-22

電話 011-841-7672 FAX 011-841-7073